

Características

- Fabricado con látex de caucho natural de color azul, sin polvo.
- Superficie interna lisa y clorinada, que facilita el calzado y disminuye el riesgo de dermatitis.
- Cantidades no detectables de residuos de vulcanización del caucho: tiazoles, carbamatos, tioureas, tiurams, etc.
- Superficie de la palma y de los dedos ligeramente texturada, para un mejor agarre.
- Apto para su uso en contacto con los alimentos (excepto ácidos).
- De puño largo (> 7 cm), ajustable anatómicamente, con reborde anti-goteo.
- Material muy elástico, confortable y resistente.
- Protección frente riesgos biológicos y químicos (Tipo B) y fármacos de quimioterapia (citostáticos).
- · Ambidiestro.
- · Marca: AachenGrip.
- AQL: 1.5

Uso y aplicaciones









Debido al grosor y la alta resistencia del material, este guante proporciona al usuario una protección adicional en prácticas de alto riesgo. Su comodidad lo hace, además, un producto idóneo para tareas en las que se manejen con frecuencia productos químicos y/o abrasivos, fármacos de quimioterapia y el tiempo de labor sea prolongado. Es apto para el ámbito sanitario, doméstico, en limpieza y mantenimiento, laboratorios, talleres, industrias químicas, etc





Cumplimiento de Normativa

Reglamento (UE) 425/2016	De 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE (EPI Cat. III).	
Real Decreto 192/2023	De Productos Sanitarios	
Reglamento (UE) 745/2017	De Productos Sanitarios	
Reglamento (UE) 10/2011	De 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.	
EN-ISO 374-1:2016/A1:2018	Terminología y requisitos de prestación para riesgos químicos.	
EN ISO 374-2:2019	Determinación de la resistencia a la penetración.	
EN ISO 16523-1:2015+A1:2018 Resistencia a la permeabilidad de productos químicos .		
EN ISO 374-4:2019 Determinación de la resistencia a la degradación por productos químico		
EN-ISO 374-5:2016	Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.	
UNE-EN-455/1-2-3-4	UNE-EN-455/1-2-3-4 Guantes médicos para un solo uso.	
EN ISO 21420:2020 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.		
EN 421:2010	Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y contaminación radioactiva.	
EN 1186	Migración global.	
ASTM F 1671 (ISO 16604)	Penetración viral.	
ASTM D 6978-05	Test de permeación a fármacos de quimioterapia (citostáticos).	
ISO 10993/10	Test de sensibilización dérmica o irritación primaria.	
ISO 13485	Sistema de Calidad en Fabricación de Artículos Sanitarios.	
ISO 9001	9001 Sistema de Gestión de Calidad.	
ISO 14001	Sistema de Gestión Medioambiental.	

Medidas

Telle	Longitud	Anchura	Peso unidad	Espesor (mm)		
Talla	(mm)	palma (mm)	(g)	Puño	Palma	Dedos
S (6-7)	Mín. 295	85 ± 5	18,0 ± 0,5			
M (7-8)		95 ± 5	18,5 ± 0,5			
L (8-9)		105 ± 5	19,5 ± 0,5	0,23 ± 0,02	$0,32 \pm 0,02$	0.35 ± 0.02
XL (9-10)		115 ± 5	$22,0 \pm 0,5$			
XXL (10-11)		125 ± 5	$23,0 \pm 0,5$			

Propiedades físicas

Propiedad		Nivel de prestación/Resultado	Norma de referencia
	Dexteridad	5	EN 420
Contenido	o en proteínas	≤ 50 µg/g	EN 455-3
Fuerza a la rotura	original	24 N	EN 455-2
ruelza a la lotula	envejecido	22 N	EN 433-2
Elengación 9/	original	Mín. 630	
Elongación %	envejecido	Mín. 570	AOTA D 0040
Tensión de estiramiento	original	31,9 MPa	ASTM D 6319
rension de estiramiento	envejecido	29,2 MPa	
Ensayo de fuga al aire		No hay fuga	EN 374-2
Ensayo de fuga al a		No hay fuga	EN 3/4-2

Propiedades físico-químicas

	Resis	tencia a Productos químicos		
Producto		Tiempo de paso (EN 16523-1)	Degradación (EN 374-4)	
K	Hidróxido sódico (40%)	Nivel 6 (> 480 min)	-40,0%	
L	Ácido Sulfúrico (96%)	Nivel 2 (> 30 min)	27,8%	
М	Ácido Nítrico (65%)	Nivel 4 (> 120 min)	-0,9%	
Р	Peróxido de Hidrógeno (30%)	Nivel 5 (> 240 min)	22,8%	
Т	Formaldehído (37%)	Nivel 6 (> 480 min)	-97,8%	
Ν	Ácido Acético (99%)	Nivel 1 (> 10 min)	-17,8%	
0	Hidróxido de Amonio (25%)	Nivel 1 (> 10 min)	-215,7%	
Glu	taraldehído (50%)	Nivel 6 (> 480 min)	-36,4%	
Clo	ruro de Benzalconio saturado	Nivel 6 (> 480 min)	25,6%	
Digluconato de Clorhexidina (4%)		Nivel 6 (> 480 min)	7,0%	
Áci	do Acético (50%)	Nivel 2 (> 30 min)	-78,8%	
Isopropanol (70%)		Nivel 1 (> 10 min)	-10,7%	

Тіро В



Resistencia a citostáticos			
Propiedad	Tiempo de paso	Norma	
Carmustine (BCNU) 3,3 mg/ml (3.300 ppm)	15,4 min.		
Cysplatin 1,0 mg/ml (1.000 ppm)	≥ 240 min.		
Cyclophosphamide(Cytoxan), 20 mg/ml (20.000 ppm)	≥ 240 min.		
Cytarabine 100 mg/ml (100.000 ppm)	≥ 240 min.		
Dacarbazine (DTIC) 10,0 mg/ml (10.000 ppm)	≥ 240 min.		
Doxorubicin Hydrochloride 2,0 mg/ml (2.000 ppm)	≥ 240 min.		
Etoposide (Toposar) 20,0 mg/ml (20.000 ppm)	≥ 240 min.		
Fluorouracil 50,0 mg/ml (50.000 ppm)	≥ 240 min.	ASTM D 6978-05	
Ifosfamide 50,0 mg/ml (50.000 ppm)	≥ 240 min.		
Methotrexate, 25 mg/ml (25.000 ppm)	≥ 240 min.		
Mitomycin C, 0,5 mg/ml (500 ppm)	≥ 240 min.		
Mitoxantrone 2,0 mg/ml (2.000 ppm)	≥ 240 min.		
Paclitaxel (Taxol) 6,0 mg/ml (6.000 ppm)	≥ 240 min.		
Thiotepa 10,0 mg/ml (10.000 ppm)	30,6 min.		
Vincristine Sulfate, 1,0 mg/ml (1.000 ppm)	≥ 240 min.		



Presentación

Envase: Caja dispensadora (estuche) de 50 unidades, con pestaña removible de fácil apertura en la parte superior para una cómoda extracción del guante.

Embalaje: Caja de 10 estuches (500 unidades)

Cada estuche lleva impreso los siguientes datos: Denominación del producto en varios idiomas, referencia, código de barras, talla, número de lote, unidades que contiene, AQL y folleto informativo (ver página siguiente).

Pictogramas:



Referencias

Tallas	Referencias	GTIN/EAN caja	GTIN/EAN estuche
S (6-7)	GLN.271.10	8435027103212	8435027103205
M (7-8)	GLN.272.10	8435027103236	8435027103229
L (8-9)	GLN.273.10	8435027103250	8435027103243
XL (9-10)	GLN.274.10	8435027104714	8435027104707
XXL (10-11)	GLN.275.10	8435027108026	8435027108019



27 cm

XL (9-10)

XXL (10-11)

12,10

13,4

Consejos de conservación

Almacenar en lugar seco y aireado con temperaturas nunca inferiores a -2 °C ni superiores a 50 °C. No obstante, se recomienda mantener entre 5 °C y 35 °C. Proteger de la luz solar.

46 cm







Folleto Infomativo

El envase muestra, en su parte posterior, el folleto infomativo, incluyendo los resultados obtenidos en base a las normas de aplicación:

Folleto informativo ·Technical brochure

- Suciedad, menos las sustancias nocivas
 Microorganismos y virus.
- Productos químicos especificados.

Recomendaciones contra el mal uso:

This product has been manufactured following the requirements of Regulation (EU) 2016/425, for its basic use, according to the standard EN ISO 21420:2020 incorporating Amendment 1 from ISO 21420:2020/Amd1:2022, general requirements for gloves EN ISO 374-5: 2016 protection against chemical products, EN ISO 374-5: 2016 protection agains

Recommendations for use:

The purpose of the non-sterile powder free latex glove "AACHENGRIP" PPE type, made with 100% natural rubber in blue color, is to protect the user against:

- · Dirt, as long as they are not harmful substances.
- Microorganisms and viruses.
 Specified chemical products.

Recommendations against wrong use:

- This PPE should never be used against other risks than those described above.
- This PPE strough never be used against ultimating miss that into selections above.
 Before use, inspect the glove for any defect or imperfection.
 Gloves are packed in dispenser wich is suitable for transport. Keep the gloves in the box when not used.
 Dirt damages the performance of the glove.
 Limited use PPE due to its low transmission and absorption of water.

- Limited use PPE due to its low transmission and absorption of water.
 It should not be used when there is a risk of entrapment by moving parts of machines.
 It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use, because the conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
 Chemical resistance has been evaluated in laboratory conditions from samples taken only from the palm and refers only to the chemical tested. It may be different if the chemical is used in a blend. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
 In use, protective gloves can provide less resistance to dangerous chemicals due to changes in their physical properties: movements, snagging, friction, degradation caused by chemical contact, etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals degradation can be the most important factor to consider in the selection of the glove.
 Penetration resistance has been carried out under laboratory conditions and relative only to the sample tested.
 This glove does not protect against mechanical risks nor ionizing radiation.

Resultados permeación química / Chemical permeation results:

	Cod.	Producto químico Chemical product	Permeation results EN 16523-1:2015+A1:20	Degradation results
Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (EU) 2016/425, para su uso básico, según la norma EN ISO 21420 2020), incorporando la modificación 1 de la ISO 21420 2020/Amd1 2022, requisitos generales para los guantes, EN ISO 374-12016-41 (2018) protección contra productos quimicos, EN ISO 374-12016 protección contra microorganismos y virus	K	Hidróxido Sódico 40%	Nivel / level 6 (>480 m	
ISO 3/4-1:2016+A1:2018 protección contra productos quimicos. EN ISO 3/4-5:2016 protección contra microorganismos y virus y EN 421:2010, protección contra contaminación radiactiva, que le son aplicables según consta en los certificados de los Módulos B y D de BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands, Organismo Notificado 2797.	L	Ácido Sulfúrico 96% 96% Sulphuric Acid	Nivel / level 2 (>30 m	in) 27,8 %
de BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands, Organismo Notificado 2797. Recomendaciones de uso:	М	Ácido Nítrico 65%	Nivel / level 4 (>120 m	nin) -0,9 %
El objetivo del EPI tipo guante de látex sin polvo no estéril "AACHENGRIP", confeccionado con látex natural 100% en color	Р	Peróxido de Hidrógeno 30% 30% Hydrogen Peraxide	Nivel / level 5 (>240 m	nin) 22,8 %
azul, es proteger al usuario contra: Suciedad, menos las sustancias nocivas.	T	Formaldehido 37% 37% Formaldehyde	Nivel / level 6 (>480 m	nin) -97,8 %
Microorganismos y virus. Productos guímicos especificados.	N	Ácido Acético 99% 99% Acetic Acid	Nivel / level 1 (>10 m	in) -17,8 %
Recomendaciones contra el mal uso:	0	Hidróxido de Amonio 25% Ammonium Hydroxide 25%	Nivel / level 1 (>10 m	in) -215,7 %
 Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Antes de su uso, inspeccionar el guante ante cualquier defecto o imperfección. 		Glutaraldehido 50% 50% Glutaraldehide	Nivel / level 6 (>480 m	nin) -36,4 %
Los guantes se envasan en un dispensador apto para el transporte. Mantenga los guantes en la caja cuando no los use La suciedad perjudica las prestaciones del quante.		Cloruro de Benzalconio saturado Saturated Benzalkonium Chloride	Nivel / level 6 (>480 m	nin) 25,6 %
 La súciedad perjudica las prestaciones del guiante. EPI de uso limitado debido a su baja transmisión y absorción de agua. No debe emplearse cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas. 		Digluconato de Clorhexidina 4% 4% Chlorhexidine Digluconate	Nivel / level 6 (>480 m	nin) 7,0 %
Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto debido a que las condiciones en el lugar de		Ácido Acético 50% 50 Acetic Acid	Nivel / level 2 (>30 m	in) -78,8 %
 Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto debido a que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la prueba de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas sólo de la palma y se refiere 		Isopropanol 70%	Nivel / level 1 (>10 m	in) -10,7 %
únicamente al próducto químico ensayado. Puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos pueden En el uso, los guantes de protección pueden proporcionar menor resistencia a los productos químicos por cambios en sus		de paso/Breakthrough time (min) >10 >30 >60 >120	*240 >480 Los resultados de la punción de los guante testado / Degradation / the gloves, after exposs	degradación indican el cambio en la resistencia a as despues de su exposición al producto quími results indicate the change in puncture resistance ure to the challenge chemical.
	Resis	stencia a citostáticos / Resistan	ce to cytostatics**(
considerar en la selección del guante. La resistencia a la penetración ha sido realizada bajo condiciones de laboratorio y relativo solamente a la muestra testada.		Fármaco / Drug		Tiempo de paso Min. breakthrough time
Este guante no protege contra riesgos mecánicos ni radiaciones ionizantes.	_	nustine (BCNU) 3.3 mg/ml (3,300 ppm)		15.4 min.
This product has been manufactured following the requirements of Regulation (EU) 2016/425, for its basic use, according to the	Cispl	latin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)		≥ 240 min.

Resultado permeación Resultado degradación

Fármaco / Drug	Tiempo de paso Min. breakthrough time
Carmustine (BCNU) 3.3 mg/ml (3,300 ppm)	15.4 min.
Cisplatin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	≥ 240 min.
Cyclophosphamide(Cytoxan),20 mg/ml (20,000 ppm)	≥ 240 min.
Cytarabine 100 mg/ml (100,000 ppm)	≥ 240 min.
Dacarbazine (DTIC) 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	≥ 240 min.
Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	≥ 240 min.
Etoposide (Toposar) 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	≥ 240 min.
Fluorouracil 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	≥ 240 min.
Ifosfamide 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	≥ 240 min.
Methotrexate, 25 mg/ml (25,000 ppm)	≥ 240 min.
Mitomycin C, 0.5 mg/ml (500 ppm)	≥ 240 min.
Mitoxantrone 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	≥ 240 min.
Paclitaxel (Taxol) 6.0 mg/ml (6,000 ppm)	≥ 240 min.
Thiotepa 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	30.6 min.
Vincristine Sulfate, 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	≥ 240 min.
	Carmustine (BCNU) 3.3 mg/ml (3.300 ppm) Cisplatin 1.0 mg/ml (1.000 ppm) Cyclophosphamide(Cyloxan),20 mg/ml (20.000 ppm) Cyclarabine 100 mg/ml (10.000 ppm) Dacarbazine (DTIC) 10.0 mg/ml (10.000 ppm) Doxonbibin Hydrochloride 2.0 mg/ml (2.000 ppm) Etoposide (Toposar) 20.0 mg/ml (2.000 ppm) Fluorouracil 50.0 mg/ml (50.000 ppm) Itosfamide 50.0 mg/ml (50.000 ppm) Mitomycin C, 0.5 mg/ml (50.000 ppm) Mitomycin C, 0.5 mg/ml (50.000 ppm) Mitoxantrone 2.0 mg/ml (2.000 ppm) Mitoxantrone 2.0 mg/ml (2.000 ppm) Tholega 10.0 mg/ml (5.0000 ppm)

Talla / Size	Longitud del guante / Glove's length	Anchura del guante / Glove s width
6-7 S		85 ±5 mm
7-8 M	Min. 295 mm	95 ±5 mm
8-9 L		106 ±5 mm
9-10 XL		116 ±5 mm
10-11 XXL		126 ±5 mm

Estanqueidad / Watertightly determination (EN ISO 374-2:2019):

Ensayo de fuga de aire / Air leak test	Cumple / Pass	
Ensayo de fuga de agua / Water leak test	Cumple / Pass	

Protección contra bacterias y hongos / Protection against bacteria&fungi	Cumple / Pass
Protección contra virus / Protection against viruses (ISO 16604:2004)	Cumple / Pass

Inocuidad / Innoquousness (EN ISO 21420:2020):

	pH (3,5 - 9,5)	Cumple / Pass
1	Contenido en HAPs / PAHs content	Cumple / Pass
	Contenido en DNFA / DNFA content	Cumple / Pass

























Organismo Notificado responsable del Certificado UE de examen de Tipo (Módulo B) y de la Evaluación de la Conformidad (Modulo D): / Notified Body responsible for EU Type Examination Certificate (Module B) and Organijo Conformity Assessment (Module D): BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands.

Otra normativa de aplicación / Other applicable regulations:

- RD 192/2023 (PS Clase I) EN 421:2010
- RE 745/2017 (PS Clase I) EN 455/1-2-3-4 EN 1186
 - ISO 9001 & 13485

PRODUCTO DE USO DUAL / DUAL USE PRODUCT:

PRODUCTO SANITARIO CLASE I • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CAT. III MEDICAL DEVICE CLASS I • PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT CAT. III



For more information consult the technical sheet. It is recommended not to discard the containe until all its content is over. Download FLI declaration of conformity from our website



Nº revisión	Fecha	Descripciónón
R0 25	5/10/2022	Elaboración inicial
R1 20)//11/2023	Revisión Normativas